

Code No. 21-0061

# 製品規格書

## 尿素

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色の結晶
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
融点	134~136°C
吸光度(8mol/L, 260nm)	0.05以下
塩化物(Cl)	5ppm以下
硫酸塩(SO4)	0.001%以下
銅(Cu)	0.5ppm以下
鉛(Pb)	0.5ppm以下
鉄(Fe)	0.3ppm以下
ピウレット(C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> N <sub>3</sub> O <sub>2</sub> )	0.05%以下
フェーリング溶液還元性物質	試験適合
含量	99.0%以上