

Code No. 21-0086

## 製品規格書

### ウリジン5'-二リン酸二ナトリウム

生化学用

| 試 験 項 目                    | 規 格 値          |
|----------------------------|----------------|
| 外観                         | 白色、結晶性粉末～粉末    |
| 水溶状                        | 試験適合           |
| 吸収極大波長                     | 260～264nm      |
| 吸光度(25mg/l, $\lambda$ max) | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 吸光度比(E280nm/E262nm)        | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 水分                         | 18.0%以下        |
| 含量(HPLC)                   | 98.0%以上        |