

Code No. 21-0103

製品規格書

超純水

超微量分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
リチウム(Li)	10ppt以下
ナトリウム(Na)	10ppt以下
カリウム(K)	10ppt以下
ルビジウム(Rb)	10ppt以下
銅(Cu)	10ppt以下
銀(Ag)	10ppt以下
ベリリウム(Be)	10ppt以下
マグネシウム(Mg)	10ppt以下
カルシウム(Ca)	10ppt以下
ストロンチウム(Sr)	10ppt以下
バリウム(Ba)	10ppt以下
亜鉛(Zn)	10ppt以下
カドミウム(Cd)	10ppt以下
アルミニウム(Al)	10ppt以下
トリウム(Th)	10ppt以下
すず(Sn)	10ppt以下
鉛(Pb)	10ppt以下
ヒ素(As)	10ppt以下
ビスマス(Bi)	10ppt以下
クロム(Cr)	10ppt以下
モリブデン(Mo)	10ppt以下
タングステン(W)	10ppt以下
マンガン(Mn)	10ppt以下
鉄(Fe)	10ppt以下
コバルト(Co)	10ppt以下
ロジウム(Rh)	10ppt以下
ニッケル(Ni)	10ppt以下
ウラン(U)	10ppt以下

