

Code No. 22-0088

製品規格書

安息香酸ビニル

和光一級

| 試験項目 | 規格値 |
|--|-----------------|
| 外観 | 無色～ほとんど無色、澄明の液体 |
| エタノール溶状 | 試験適合 |
| 密度(20℃) | 1.067～1.074g/ml |
| 屈折率20℃ | 1.526～1.530 |
| 水分 | 0.3%以下 |
| 酸(C ₆ H ₅ COOHとして) | 0.2%以下 |
| 含量(キャピラリーカラムGC) | 98.0%以上 |