

Code No. 22-0094

## 製品規格書

けい皮酸ビニル

和光一級

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色～うすい黄色、澄明～ほとんど澄明の液体
エタノール溶状	試験適合
密度(20℃)	1.067～1.074g/ml
屈折率20℃	1.583～1.589
水分	0.2%以下
酸(C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> CH:CHCOOHとして)	1.0%以下
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上