

Code No. 22-0130

## 製品規格書

### バンコマイシン塩酸塩

生化学用

| 試験項目                             | 規格値            |
|----------------------------------|----------------|
| 外観                               | 白色～うすい褐色、結晶～粉末 |
| 水溶状                              | 試験適合           |
| 比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=1, H_2O)$ | -30～-40°       |
| 吸収極大波長                           | 278～284nm      |
| 比吸光度E1%1cm( $\lambda$ max)       | 40～50          |
| 水分                               | 5.0%以下         |
| pH(50g/l, 25°C)                  | 2.5～4.5        |
| 力価(脱水物換算)                        | 1050IU/mg以上    |
| 含量(HPLC)                         | 実績値集積のうえ、規格化する |