

Code No. 22-0168

## 製品規格書

### 動物用医薬品混合標準液PL-1-3 (各20 $\mu$ g/mL メタノール溶液)

高速液体クロマトグラフ用

試 験 項 目	規 格 値
外観	無色～ごくうすい黄色、澄明の液体
実用試験	試験適合
リンコマイシン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
スルファセタミド	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
ダノフロキサシン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
クレンプテロール	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
キシラジン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
ピリメタミン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
トリクロルホン(DEP)	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
チルミコシン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
チアムリン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
プレドニゾロン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
ヒドロコルチゾン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
デキサメタゾン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
エマメクチンB1a	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
ファムフル	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
フェノブカルブ(BPMC)	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
テメホス	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
アレスリン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
モネンシン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
フロルフエニコール	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール	19.4～20.6 $\mu$ g/mL
クロルスロン	19.4～20.6 $\mu$ g/mL