

Code No. 22-0173

## 製品規格書

### L-バリン標準品

アミノ酸分析用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=8,HCl)(乾燥後)	+27.0～+28.5°
乾燥減量(105°C)	0.2%以下
アミノ酸分析適合性	実績値集積のうえ、規格化する
含量(容量分析)	99.0%以上
含量(差数法)	実績値集積のうえ、規格化する