

Code No. 22-0203

## 製品規格書

血管内皮細胞成長因子A165, マウス, 組換え体, 動物由来物フリー

細胞生物学用

試験項目	規格値
外観	試験適合
エンドトキシン	0.01ng/μg未満
電気泳動試験(SDS-PAGE)	試験適合
質量分析試験(MALDI-TOF)	試験適合

Source: E. coli expressed mouse vascular endothelial growth factor-A165

本品は培養・精製の過程で、動物に由来する物質を使用せずに作製した組換え型のサイトカインです。