

Code No. 22-0205

製品規格書

動物用医薬品混合標準液 (キノロン剤) (各20 $\mu\text{g}/\text{mL}$)

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色～ほとんど無色、澄明の液体
実用試験	試験適合
マルボフロキサシン	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ノルフロキサシン	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
オフロキサシン	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
シプロフロキサシン	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ダノフロキサシン	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
エンロフロキサシン	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
オルビフロキサシン	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
サラフロキサシン	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ジフロキサシン	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
オキシリン酸(オキシロニック酸)	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ナリジクス酸	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
フルメキン	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$
ピロミド酸	19.4～20.6 $\mu\text{g}/\text{mL}$