

Code No. 23-0143

## 製品規格書

### ワコーゲル(R) C-200E

カラムクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶性粉末又は微粒
粒度(75~150 $\mu$ m)	75%以上
粒度(45 $\mu$ m通過分)	5%以下
沈降容積	1.8~2.7ml/g
乾燥減量(180 $^{\circ}$ C)	6.0%以下
pH(50g/l水浸液, 25 $^{\circ}$ C)	5.5~7.5
流速	1.6~3.0ml/min
分離能	試験適合
活性	試験適合