

Code No. 23-0144

## 製品規格書

### ワコーゲル(R) C-300E

カラムクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	白色の粉末
粒度(45~75 $\mu$ m)	75%以上
粒度(75 $\mu$ m残留分)	5%以下
沈降容積	2.0~3.0ml/g
乾燥減量(180°C)	6.0%以下
pH(50g/l水浸液, 25°C)	5.5~7.5
流速	0.5~1.4ml/min
分離能	試験適合
活性	試験適合