

Code No. 23-0166

製品規格書

ワコーシルR C-200

カラムクロマトグラフ用

試 験 項 目	規 格 値
外観	白色の微粒
粒度(63～212 μ m)	80%以上
粒度(212 μ m残留分)	5%以下
粒度(63 μ m通過分)	10%以下
沈降容積	1.7～2.3mL/g
乾燥減量(180℃)	5.0～10.0%
pH(50g/L水浸液, 25℃)	6.5～7.5
流速	1.6～2.3mL/min
分離能	試験適合
活性	試験適合