

Code No. 23-0167

製品規格書

ワコーシルR C-300

カラムクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	白色の粉末
粒度(38~63 μ m)	80%以上
粒度(63 μ m残留分)	5%以下
粒度(38 μ m通過分)	10%以下
沈降容積	1.7~2.3mL/g
乾燥減量(180°C)	5.0~10.0%
pH(50g/L水浸液, 25°C)	6.5~7.5
流速	1.2~1.8mL/min
分離能	試験適合
活性	試験適合