

Code No. 23-0269

製品規格書

ワコーゲル(R) 60N, 150~425 μm

カラムクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	白色の微粒
粒度(150~425 μm)	実績値集積のうえ、規格化する
粒度(425 μm 残留分)	実績値集積のうえ、規格化する
沈降容積	実績値集積のうえ、規格化する
酢酸エチル溶状	試験適合
乾燥減量(180°C)	実績値集積のうえ、規格化する
pH(50g/l水浸液, 25°C)	実績値集積のうえ、規格化する
流速	実績値集積のうえ、規格化する
分離能	試験適合
活性	試験適合