

Code No. 23-0271

## 製品規格書

ワコーゲルR 60N, 38~100  $\mu$ m

カラムクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	白色の粉末
粒度(38~100 $\mu$ m)	80%以上
粒度(100 $\mu$ m残留分)	10%以下
沈降容積	2.2~3.0mL/g
酢酸エチル溶状	試験適合
乾燥減量(180°C)	7.0%以下
pH(50g/L水浸液, 25°C)	6.0~7.5
流速	0.8~1.5mL/min
分離能	試験適合
活性	試験適合