

Code No. 23-0277

製品規格書

ワコーシルR 60, 38~63 μm

カラムクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	白色の微粒
粒子径(d50)	45~75 μm
粒子径(d10)	40 μm 以上
粒子径(d90)	75 μm 以下
沈降容積	1.9~2.5 mL/g
乾燥減量(105°C)	4.0~10.0%
pH(50g/L水浸液, 25°C)	6.5~7.5
流速	1.2~1.8 mL/min
分離能	試験適合
活性	試験適合