

Code No. 23-0280

製品規格書

WFI Quality Water

細胞培養用

試験項目	規格値
* 性状 (JP)	無色澄明の液で、においはない
純度試験 (JP)	試験適合
導電率 (JP)	5 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$ 以下
エンドトキシン (JP)	0.25EU/mL未満
不溶性異物 (JP)	試験適合
不溶性微粒子 (JP)	試験適合
無菌 (JP)	試験適合
Total organic carbon (USP-NF)	to pass test
Water conductivity (USP-NF)	to pass test
Particulate matter in injections (USP-NF)	to pass test
Sterility tests (USP-NF)	to pass test
Bacterial endotoxins test (USP-NF)	less than 0.25 USP Endotoxin Units/mL
Conductivity (Ph.Eur.)	maximum 5 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$
Oxidisable substances (Ph.Eur.)	to pass test
Residue on evaporation (Ph.Eur.)	maximum 0.003%
Particulate contamination: sub-visible particles (Ph.Eur.)	to pass test
Sterility (Ph.Eur.)	to pass test
Bacterial endotoxins (Ph.Eur.)	less than 0.25IU/mL

(*:当社追加項目)日本薬局方 [注射用水(容器入り)]United States Pharmacopeia - National Formulary (Sterile Water for Injection)
European Pharmacopoeia (Sterilised water for injections)