

Code No. 25-0070

製品規格書

Y-27632

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	白色～微黄白色の結晶性の粉末又は粉末
確認試験(1)	試験適合
確認試験(2)	試験適合
溶状	試験適合
比旋光度[α] _{D20}	+2.0～+10.0°
含量(HPLC)	99.5%以上
強熱残分	0.1%以下
パラジウム(Pd)	10ppm以下
残留溶媒	-
ヘキサン	290ppm以下
アセトン	1000ppm以下
メタノール	3000ppm以下
ジクロロメタン	600ppm以下
トルエン	890ppm以下
N,N-ジメチルホルムアミド	880ppm以下
ベンゼン	2ppm以下
エンドトキシン	0.25EU/mg未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	試験適合