

Code No. 26-0035

製品規格書

酸化亜鉛

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色～ほとんど白色、粉末
純度(ZnO)	質量分率99.0%以上
酢酸溶状	試験適合
強熱減量	質量分率0.5%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硝酸塩	試験適合
りん酸塩(PO4)	質量分率5ppm以下
硫黄化合物(SO4として)	質量分率0.01%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.01%以下
カリウム(K)	質量分率0.01%以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.01%以下
鉛(Pb)	質量分率0.005%以下
ひ素(As)	質量分率2ppm以下
マンガン(Mn)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下
過マンガン酸還元性物質	試験適合

JIS K 8405:2018(*:当社追加項目)