

Code No. 29-2174

## 製品規格書

### ワイゲルト鉄ヘマトキシリン染色セット

病理研究用

試 験 項 目	規 格 値
外観(1)	赤黄色～黄赤色、液体
密度(20℃)	実績値集積のうえ、規格化する
濃度(ヘマトキシリンとして)	実績値集積のうえ、規格化する
外観(2)	うすい黄色～黄色、液体
pH(25℃)	実績値集積のうえ、規格化する
濃度(FeCl <sub>3</sub> ・6H <sub>2</sub> Oとして)	実績値集積のうえ、規格化する
* 吸光度比[E λ max(1)/E λ max(2)]	実績値集積のうえ、規格化する
* 吸光度比[E λ max(3)/E λ max(2)]	実績値集積のうえ、規格化する

\*: λ max(1);波長390nm付近における吸収極大波長 λ max(2);波長520nm付近における吸収極大波長 λ max(3);波長665nm付近における吸収極大波長