

Code No. 01-0299

## 製品規格書

### 塩化アンモニウム

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶～結晶性粉末
純度(NH <sub>4</sub> Cl)	質量分率99.5%以上
水溶状	試験適合
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.01%以下
pH(50g/l, 25℃)	4.5～5.5
硝酸塩	試験適合
りん酸塩(PO <sub>4</sub> )	質量分率2ppm以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	質量分率0.001%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.005%以下
カリウム(K)	質量分率0.005%以下
銅(Cu)	質量分率2ppm以下
マグネシウム(Mg)	質量分率5ppm以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.001%以下
鉛(Pb)	質量分率2ppm以下
鉄(Fe)	質量分率2ppm以下

JIS K 8116:2006 (\*:当社追加項目)