

Code No. 03-1461

製品規格書

コンドロイチン硫酸Cナトリウム

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、粉末
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=1,H2O)	-12~-18°
乾燥減量(105°C)	10.0%以下
強熱残分(硫酸塩)(乾燥後)	23.0~31.0%
塩化物(Cl)	0.3%以下
硫酸塩(SO4)	0.3%以下
全窒素(N)(乾燥後)	2.5~3.0%
全硫黄(S)(乾燥後)	5.5~7.0%
含量(グルクロン酸として)	35.0%以上