

Code No. 03-1823

製品規格書

カテキン混合物, 緑茶由来

生化学用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色又はうすい黄緑色、 結晶性粉末～粉末又は塊 試験適合
メタノール溶状	
比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=0.1, CH_3OH)$	実績値集積のうえ、規格化する
乾燥減量(シリカゲル上, 減圧)	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	80.0%以上