

Code No. 03-2033

製品規格書

(E)-クロロゲン酸

局方生薬試験用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状(JP法)	白色の粉末
純度試験(JP法)	-
類縁物質(JP法)	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=0.4, H_2O)$	実績値集積のうえ、規格化する
* 水分	実績値集積のうえ、規格化する
* 含量(HPLC)	98.0%以上

*:当社追加項目