

Code No. 03-2413

## 製品規格書

### CultureSureR L-グルタミン酸ナトリウム一水和物

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	無色～白色の柱状結晶又は結晶性粉末
確認試験	試験適合
比旋光度[α] <sub>D20</sub>	+24.8～+25.3°
pH	6.7～7.2
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 塩化物	Clとして0.041%以下
(3) 鉛	Pbとして1 μg/g以下
(4) ヒ素	Asとして1.9 μg/g以下
乾燥減量	0.5%以下
含量(乾燥物換算)	99.0%以上
エンドトキシン	25.0EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	実績値集積のうえ、規格化する