

Code No. 05-0888

製品規格書

(-)-エピカテキン標準品

食品分析用

| 試験項目 | 規格値 |
|--------------------------------------|-------------------|
| 外観 | 白色～うすい褐色、結晶性粉末～粉末 |
| メタノール溶状 | 試験適合 |
| 比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=0.2, CH_3OH)$ | 実績値集積のうえ、規格化する |
| 水分 | 1.0%以下 |
| 含量(HPLC) | 99.0%以上 |
| 含量(qNMR)(エピカテキンとして) | 98.0%以上 |