

Code No. 05-0896

## 製品規格書

### (-)-エピガロカテキンガレート標準品

食品分析用

| 試験項目   | 規格値               |
|--|-------------------|
| 外観   | 白色～うすい褐色、結晶性粉末～粉末 |
| メタノール溶状                                      | 試験適合              |
| 比旋光度 $[\alpha]_{D20}(c=0.2, CH_3OH)$ (脱水物換算) | 実績値集積のうえ、規格化する    |
| 水分   | 5.0%以下            |
| 含量(HPLC)                                     | 99.0%以上           |
| 含量(qNMR)(エピガロカテキンガレートとして)                    | 90.0%以上           |