

Code No. 05-0906

製品規格書

エラグ酸標準品

生薬試験用

試験項目	規格値
性状	淡黄色又は淡灰黄色～帯黄暗赤色の結晶又は粉末
確認試験	試験適合
純度試験	-
類縁物質	試験適合
* メタノール溶状	試験適合
* 乾燥減量(105℃)	12.0%以下
* 含量(HPLC)	99.0%以上

本規格は、日本薬局方外生薬規格「エラグ酸, 定量用」に準ずる(*:当社追加項目)