

Code No. 07-0439

製品規格書

ギムザ染色液

病理細胞診研究用

試験項目	規格値
外観	濃青紫色の液体
吸収極大波長(1)	実績値集積のうえ、規格化する
吸収極大波長(2)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度[0.1vol%, λ max(1)]	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度[0.1vol%, λ max(2)]	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度比[E λ max(2)/E λ max(1)]	実績値集積のうえ、規格化する
pH(25°C)	6.0~8.0
実用試験	試験適合