

Code No. 08-0104

製品規格書

臭化水素酸

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色～うすい褐色、澄明の液体
濃度(HBr)	質量分率47.0～49.0%
強熱残分(硫酸塩)	質量分率0.005%以下
塩化物(Cl)	質量分率0.03%以下
よう化物	試験適合
りん酸塩(PO4)	質量分率2ppm以下
硫酸塩及び亜硫酸塩(SO4として)	質量分率0.003%以下
遊離臭素	試験適合
重金属(Pbとして)	質量分率3ppm以下
ひ素(As)	質量分率0.5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率2ppm以下

JIS K 8509:2007
(*:当社追加項目)