

Code No. 09-0568

製品規格書

イソステビオール標準品

ステビオシド定量用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶性粉末
1,4-ジオキサン溶状	試験適合
融点	229～232℃
比旋光度[α]D20(c=2,C2H5OH)(乾燥後)	-77.5～-80.5°
乾燥減量(105℃)	5.0%以下
薄層クロマトグラフィー試験	試験適合
含量(HPLC)(乾燥物換算)	98.0%以上
含量(容量分析)	98.0%以上