

Code No. 12-0193

製品規格書

乳酸

食品添加物

試験項目	規格値
性状	白～淡黄色の固体又は無～淡黄色の澄明な液体であり、においがなく、又はわずかに不快でないにおいがあり、酸味がある
確認試験	試験適合
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) クエン酸、シュウ酸、酒石酸及びリン酸	試験適合
(3) 硫酸塩	80%乳酸に対し、SO ₄ として0.010%以下
(4) シアン化物	試験適合
(5) 鉛	80%乳酸に対し、Pbとして2μg/g以下
(6) 鉄	80%乳酸に対し、Feとして10μg/g以下
(7) ヒ素	80%乳酸に対し、Asとして3μg/g以下
(8) 揮発性脂肪酸	試験適合
(9) メタノール	80%乳酸に対し、CH ₃ OHとして0.20v/w%以下
(10) 硫酸呈色物	試験適合
強熱残分	0.1%以下
* 含量	85.5～94.5%

食品添加物公定書
(*:表示量の95～105%)