

Code No. 16-1542

## 製品規格書

### パラチニット

生化学用

| 試験項目                                      | 規格値             |
|---|-----------------|
| 外観  | 白色～ほとんど白色、結晶～粉末 |
| 水溶状                                       | 試験適合            |
| 比旋光度[ $\alpha$ ]D20(c=4,dil.NH4OH)(乾燥物換算) | +88～+102°       |
| 乾燥減量(105°C)                               | 10.0%以下         |
| 強熱残分(硫酸塩)                                 | 0.1%以下          |
| 含量(HPLC)                                  | 98.0%以上         |