

Code No. 19-0596

製品規格書

乳酸ナトリウム

食品添加物

試験項目	規格値
性状	無色透明のシロップ状の液体であり、においが ないか、又はわずかに特異なにおいがある
確認試験	試験適合
pH	6.5~7.5
純度試験	-
(1) 硫酸塩	60%乳酸ナトリウムに対し、SO ₄ として 0.012%以下
(2) 鉛	60%乳酸ナトリウムに対し、Pbとして2μg/g以 下
(3) 鉄	60%乳酸ナトリウムに対し、Feとして10μg/g以 下
(4) ヒ素	60%乳酸ナトリウムに対し、Asとして3μg/g以 下
(5) 揮発性脂肪酸の塩	試験適合
(6) メタノール	60%乳酸ナトリウムに対し、CH ₃ OHとして 0.20v/w%以下
* 含量	47.5~55.0%

食品添加物公定書(*:表示量の95~110%)